

この一台で
あなたの肌が輝き出す



X-Beauty Pro

美肌を叶えるトータルケア美顔器
「エックスビューティープロ」

エックスビューティープロ

X-Bauty Pro

エックスワンが提案する美顔器の到達点。

本格的なエステ級のケアをご家庭で手軽に行える「X-Bauty Pro」は
様々な肌悩みにアプローチする7つの機能を一台に搭載。

肌のトータルケアを叶えます。

X-Bauty Proで、もっと自信の持てる素肌に。

あなたの毎日が美しく輝き出します。



日々変化する肌悩みにアプローチ

For Daily Skin!

ハリ
・
弾力ケア

明るさ
・
透明感

毛穴ケア

キメ
・
なめらか
ケア

表情筋

うるおい感

くすみケア

健康感



一台で7つの機能を搭載

エステでもメインメニューとなる機能を厳選


超音波 キャビテーション	LEDライト	CLEANモード	RFモード
IONモード	ELPモード	EMSモード	

Seven Functions!

超音波キャビテーション

1秒間に300万回(3MHz)の細かな振動が肌に適度な運動効果を与え、ハリのある肌へ導きます。

IONモード RFモード EMSモード 時に、同時に自動出力します。



LEDライト

注目の光のエステ。
赤と青のLEDライトを搭載しています。

赤色LED RFモード IONモード ELPモード EMSモード 時に、同時に点灯します。

青色LED CLEANモード 時に、同時に点灯します。



赤色LED




青色LED

CLEANモード

汚れを吸着

イオンクレンジング + 振動 + 青色LED

通常のクレンジング・洗顔では落としきれなかった毛穴汚れや肌の奥^{※1}の汚れを、イオンの力で吸着させてディープクレンジング。くすみのない透明感のある肌へと導きます。




RFモード

肌を深部^{※1}から温めて、目覚めさせる

RF高周波 + 超音波キャビテーション

+ 赤色LED

ラジオ波 (Radio Frequency) と呼ばれる高周波で肌の深部を温め、超音波キャビテーションによる細かな振動との相乗効果により年齢肌にアプローチします。




IONモード

美容成分やうるおいを肌の奥^{※1}へと浸透

イオントリートメント + 超音波キャビテーション

+ 赤色LED

イオンの力で、効果的に美容成分や保湿成分の浸透をサポートし、みずみずしくうるおいのある肌へと導きます。



ELPモード

浸透しにくい美容成分を特殊な電気パルスで肌の奥※1までしっかり浸透

エレクトロポレーション

+


赤色LED

特殊な電気パルスを肌に与えることで、通常では浸透しにくい高分子成分や美容成分を浸透させます。

ELPモード専用美容液

エクスビューティープロC エッセンスピュア

気になる肌むらをケアして透明感を引き出し、ハリやうるおいのある艶肌を叶える導入美容液



一時的に肌に通路をつくり、イオン化できない成分やコラーゲン、ヒアルロン酸など高分子の美容成分を肌の奥※1に届ける



1回使いきりタイプ
毎回フレッシュな
状態で安心してご
使用いただけます

肌のことを考えた5つの無添加

鉱物油
フリー

界面
活性剤
フリー

合成香料
フリー

防腐剤
フリー

合成
着色料
フリー



ナールスゲン®※2

肌の3大成分であるコラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチンの産生をサポートして、気になるラインケア、ハリ・弾力にアプローチします。さらに表皮内で「グルタチオン」の産生もサポートし、明るく色むらのない肌へ導きます。

7種のビタミンC※3

ビタミンC誘導体を7種類配合。水溶性・両親媒性のそれぞれの効果で、素早く、長く、クリアな肌をサポートします。

とらふぐコラーゲン※4

保水力と浸透性に優れたコラーゲンで、みずみずしく柔らかな肌を保ちます。

ヒアルロン酸Na※5

肌なじみがよく、角質層の水分量を高めます。

エラスチン※6

皮ふをなめらかに整えて、他の美容成分と相乗効果を高めます。

EMSモード

表情筋を刺激し、引き締まった印象に

EMS


+

超音波キャビテーション

+

赤色LED

5つのレベルが選べます。3種のリズムの電気刺激が筋肉を効果的に収縮させ、表情筋に直接アプローチ。引き締まった印象へと導きます。



※1 角質層まで ※2 カルボキシメチルフェニルアミンカルボキシプロピルホスホン酸メチル(コンディショニング成分) ※3 3-O-エチルアスコルビン酸(コンディショニング成分)、アスコルビルグルコシド(コンディショニング成分)、アスコルビルリン酸Na(コンディショニング成分)、ビスグリセルアスコルビン酸(保湿成分)、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(コンディショニング成分)、3-オウリグルリセルアスコルビン酸(保湿成分)、ミリスチル3-グリセルアスコルビン酸(コンディショニング成分) ※4 水溶性コラーゲン、サクシニールアテロコラーゲン(全てコンディショニング成分) ※5 ヒアルロン酸Na(保湿成分) ※6 加水分解エラスチン(保湿成分)

モード	LEDライト／コットンリング	コットン	推奨化粧品	使用頻度
CLEAN モード			クレンジング ウォーター	週2回 まで
RF モード	 リング不要	不要	ソニック ジェル	毎日可能
ION モード			化粧水 または 美容液	毎日可能
ELP モード	 リング不要	不要	Cエッセンス ピュア	週2回 まで
EMS モード	 リング不要	不要	ソニック ジェル	週3回 まで

●毎日使ってうるおい肌を保ちたい場合




●全機能を使う場合



●肌悩みに合わせて機能を選ぶ場合は、Q&Aを参考にしてください。

ボタン操作

- 約200gの軽量タイプ
- 充電式
- ケーブルにつないだままでも使用可能



Q & A

Q どんな人でも使用できますか？ 海外でも使用できますか？

- A** 肌の炎症がひどい方や、妊娠中および産後すぐの方、通院されている方などはご使用をお控えください。また使用中に刺激を強く感じた時はご使用をおやめください。この美顔器はAC100～240Vで、国内でも海外でも使用可能です。そのほかご心配な場合は、**お客様相談室 0120-039-198**へお問い合わせください。

Q ボディにも使用できますか？

- A** こちらは「美顔器」となります。顔、デコルテ、首の美容目的にご使用ください。

Q 使用中に刺激はありますか？

- A** RFモードは「温かさ」を感じます。ELPモード、EMSモードは多少「ピリピリする感じ」があります。いつもより刺激を感じる場合は、ヘッド全体が肌に当たっているか、使用するジェルや美容液が足りているか、EMSのレベルは適当かなど、ご確認ください。

Q 肌悩みに合わせて機能を選びたい

- A** 表を参考にお選びください。時間の余裕や肌状態に合わせて機能を使い分けてください。

表情筋	EMS	うるおい感	ION・RF
ハリ・弾力ケア	ELP・RF	くすみケア	CLEAN・ION・RF
明るさ・透明感	CLEAN・ELP	毛穴ケア	CLEAN・ELP・RF
キメ・なめらかケア	CLEAN・ION・ELP	健康感	ELP・RF・EMS



コットンリング

商品番号 325

本体価格1,570円
(税込み価格1,727円)



USB電源アダプター

商品番号 326

本体価格2,715円
(税込み価格2,986円)



USBケーブル (Type-C)

商品番号 327

本体価格1,000円
(税込み価格1,100円)

商品番号 328 エクスビューティープロ

<セット商品>エクスビューティープロ (本体)・
コットンリング・USB電源アダプター・USBケーブル

本体価格 140,000円 (税込み価格154,000円)

専用化粧品



商品番号 311

エクスビューティープロ C エッセンス ピュア
X-BautyProCEssencePure (3mL×8包入)

本体価格12,000円(税込み価格13,200円)



商品番号 851

エックスワン
ソニックジェル (200g)

本体価格3,570円(税込み価格3,927円)



商品番号 852

エックスワン
クレンジングウォーター (145mL)

本体価格4,280円(税込み価格4,708円)



〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F Tel.03-6822-3570(代)

ホームページ www.x-one.co.jp

ご相談・お問い合わせは お客様相談室 **0120-039-198** 受付時間9:00~18:00(土・日・祝日は除く)

エックスワン商品とライフスタイルをご提案するホームページです。 **www.x-one.co.jp**

【現金返済保証制度】「エクス ビューティープロ シリーズ」は
未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。



4 582628 882139

記載事項の無断使用を禁ず。XAW [6328] 01223(Jo)