

这一台让您的肌肤焕发光彩



打造美丽肌肤的全能美容仪

X-Beauty Pro

X-Beauty Pro

是X-0ne提案的美容仪的顶峰之作。

它集成了7种功能,可以使您轻松在家中进行专业级的护理,
解决各种肌肤问题。实现对肌肤的全方位护理。

使用X-Beauty Pro,让您拥有更加自信的肌肤,
让您的每一天都充满美丽的光芒。



应对日常变化所带来的肌肤问题

For Daily Skin!

紧致度和
弹性护理

明亮
焕白护理

毛孔护理

细腻·
光滑护理

刺激
面部肌肉

保湿滋润


防暗沉护理

修护舒缓



一台具备7大功能

精选美容院式7大功能




Seven Functions!

超声波振动紧致

每秒300万次(3MHz)的细微振动给肌肤带来适度的运动效果,从而使肌肤更加紧致。

ION离子模式 RF射频模式 EMS微电流模式

使用时同时自动输出



LED红蓝光

人气的光美容

配备了LED红蓝光

LED红光

RF射频模式 ION离子模式

ELP超渗透模式 EMS微电流模式

使用时同时自动亮灯

LED蓝光

清洁模式

使用时同时自动亮灯



LED红光

LED蓝光


清洁模式

吸附污垢

离子清洁 + 振动 + LED蓝光

利用离子的力量, 对无法通过常规卸妆洁面去除的毛孔
皮肤深处^{※1}的污垢进行深层清洁, 使肌肤变得明亮透白。

离子导出




RF射频模式

加热皮肤深处^{※1}, 唤醒肌肤

RF射频高周波 + 超声波振动紧致
+ LED红光

利用称为射频 (Radio Frequency) 的
高周波加热深层肌肤^{※1},
通过与超声波腔隙的微小振动的协同效应,
对熟龄肌进行护理。




ION离子模式

美容成分渗透至肌肤深处^{※1}

ION离子保湿 + 超声波振动紧致
+ LED红光

离子的力量, 使美容成分渗透至肌肤深处^{※1},
感受滋润与滑嫩

离子导入




ELP超渗透模式

特殊的电脉冲将难以渗透的美容成分渗透到皮肤深处^{※1}

电穿孔 + LED红光

通过对皮肤施加特殊的电脉冲，渗透通常难以渗透的大分子成分和美容成分。



在肌肤中形成临时通路，将无法电离的胶原蛋白、透明质酸等高分子美容成分输送到肌肤深处^{※1}。

ELP超渗透模式专用精华液

X-Beauty Pro C精华纯露

改善令人在意的肤色不均，实现富有弹性和滋润光泽的透明感肌肤的导入美容液。

呵护肌肤“5个不”/

不含矿物油

不含表面活性剂

不含合成香料

不含防腐剂

不含合成色素



NAHLSGEN[®]^{※2}

支持胶原蛋白、透明质酸和弹性蛋白(皮肤的三大成分)的产生，并解决对线条护理、紧致和弹性的担忧。它还支持表皮内谷胱甘肽的产生，使皮肤更加明亮、均匀。

7种维他命C^{※3}

含有7种维生素C衍生物。其水溶性和两亲性的特性可快速、持久地塑造有透明感的紧致肌肤

虎河豚胶原蛋白^{※4}

胶原蛋白具有卓越的保湿力和渗透性，让您的肌肤保持水润柔软。

透明质酸钠^{※5}

能很好地融入皮肤并增加角质层的水分含量。

弹性蛋白^{※6}

可以使皮肤光滑，并增强与其他美容成分的协同效应。

独立包装，一次用完
每次都是最新鲜的状态，可放心使用


EMS微电流模式

刺激面部肌肉，塑造紧致肌肤

EMS微电流模式 + 超声波振动紧致

+ LED红光

有5档强弱可供选择。3种节奏的电刺激有效地收缩肌肉，直接作用于面部肌肉。给您带来直观的紧致效果。



※1 角质层为止 ※2 METHYL CARBOXYMETHYLPHENYL AMINOCARBOXYPROPYLPHOSPHONATE (护理成分)

※3 3-LAURYLGLYCEROL ASCORBATE (护理成分)、抗坏血酸葡萄糖 (护理成分)、抗坏血酸磷酸酯钠 (护理成分)、BIS-GLYCERYL ASCORBATE (保湿成分)、

抗坏血酸棕榈酸酯三钠 (护理成分)、3-LAURYLGLYCEROL ASCORBATE (保湿成分)、MYRISTYL 3-GLYCERYL ASCORBATE (保湿成分)

※4 可溶性胶原、琥珀酰缺端胶原(所有护理成分) ※5 透明质酸钠 (保湿成分) ※6 水解弹性蛋白 (保湿成分)

模式	LED灯光/化妆棉固定环	化妆棉	推荐的化妆品	使用频率
清洁模式			CLEANSING WATER	一周两次
RF 射频模式		不需要	SONIC GEL	每天都可以
ION 离子模式			化妆水 或者精华液	每天都可以
ELP 超渗透模式		不需要	C精华纯露	一周两次
EMS 微电流模式		不需要	SONIC GEL	一周三次

● 每天使用以保持皮肤滋润时

卸妆洁面 → RF射频模式 → ION离子模式 → 护肤

● 使用全部功能时


卸妆洁面 → 清洁模式 → ION
离子模式 → ELP
超渗透模式 → RF
射频模式 → EMS
微电流模式 → 护肤

● 根据您的肌肤问题选择功能时, 请参考Q&A。

Function

按键操作

- 约200克的轻量设计
- 充电式
- 连接着电源线也能使用



Q & A

Q 任何人都可以使用吗？海外也能使用吗？

A 如果您是有严重的皮肤炎症、怀孕或刚刚分娩或正在就医的人群，请勿使用。
另外，如果您在使用时感到强烈刺激，请停止使用。
本美容仪AC100~240V，国内外均可使用。
如果您有任何其他疑问，请联系我们的客服部门 0120-039-198。

Q 身体也能使用吗？

A 本产品只能用于脸部、颈部及脖颈到胸口位置的皮肤护理。

Q 使用过程会有刺痛感吗？

A RF模式会有一种温热的感觉。ELP模式和EMS模式有轻微的刺痛感。
如果您感觉比平时更刺激，请检查是否整个美容仪感应头接触到您的皮肤，并补充足够的凝胶或精华液，以及调整 EMS 模式的强度。

Q 想根据皮肤问题选择功能

A 请参考表格进行选择。请根据您的时间和皮肤状况使用这些功能。

刺激面部肌肉	EMS	保湿滋润 ION·RF
紧致度和弹性护理	ELP·RF	防暗沉护理 CLEAN·ION·RF
明亮焕白护理	CLEAN·ELP	毛孔护理 CLEAN·ELP·RF
细腻·光滑护理	CLEAN·ION·ELP	修护舒缓 ELP·RF·EMS



化妆棉固定环

商品号 325

通常价格 1,570日元
(含税价格 1,727日元)

USB电源适配器

商品号 326

通常价格 2,715日元
(含税价格 2,986日元)

USB电源线(Type-C)

商品号 327

通常价格 1,000日元
(含税价格 1,100日元)

商品号 328 X-Beauty Pro

套餐内容 X-Beauty Pro机身·化妆棉固定环·
USB电源适配器·USB电源线

通常价格 140,000日元(含税价格 154,000日元)

专用化妆品



商品号 311

X-Beauty Pro C精华纯露(3mL×8包)

通常价格 12,000日元(含税价格 13,200日元)

商品号 851

X-one SONIC GEL(200g)

通常价格 3,570日元(含税价格 3,927日元)

商品号 852

X-one CLEANSING WATER(145mL)

通常价格 4,280日元(含税价格 4,708日元)

X-one CO.,LTD

〒107-0062 东京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F

0120-039-198 (9:00~18:00) ※周末及节假日除外