

弾むような若々しい肌へと導く

Rebeaute

エレクトロポレーション・EMS 美容機器「リボーテ」



スペシャルエステをご家庭で コラーゲンを奥深くまで届け 肌のハリと弾力を極みまで高める

高級エステで、「弾力に満ちた若々しい肌へ導く」と注目のエレクトロポレーションのケアが、ご家庭で手軽に行える「リボーテ」。

若々しさの素ともいえるコラーゲンを肌の奥深くまで導入し、弾けるようなハリのある若々しい肌へ導きます。

さらに、EMS機能で表情筋やボディの気になる部分をひきしめ、この一台でトータルケア。

美(Beaute)を甦らせる(Re:再生)という名前の由来通り、あなたの肌を輝きあふれる美肌へと導いていく美容機器です。

首・デコルテ

コラーゲン導入で年齢が
出やすいデコルテも
なめらか、すべすべに。

リップ

ぷっくりしたシワのない
女性らしい唇が甦り、
バラ色の明るさに。

目尻

これまでの美容機器では
できなかった目もとも
コラーゲン導入で若々しく。

「これまでケアしづらかった
部位への導入も可能です」

フェイスライン

ライトEMSモード(L-EMS)で、
フェイスラインをすっきりひきしめ
憧れの小顔へ。

頬

コラーゲンの減少による
たるみを解消し、
弾むような弾力ある肌へ。

ボディ

EMSで気になる部分を
キュッとひきしめ、
すらりとしたボディに。



専用美容液と一緒にお使いください。

エックスワン Cエッセンス
肌の弾力とハリ、透明感をサポートする
「エックスワン Cエッセンス」
1回1本、使い切りサイズです。



清潔なブローヘッド
部分に付属の
スポイトで適量のせ、
顔全体にのびします。

「エックスワン Cエッセンス」は、衛生上、必ず1回で1本を使いぎってください。

美肌成分を肌へ導入する エレクトロポレーション

<電気穿孔(せんこう)導入法>


週1回の
スペシャル
ケア!

通常では浸透しにくい高分子成分や親水性の分子、コラーゲンなどの美容液成分を、表皮上に特殊な電気パルスを与えることによって肌の奥深くまでしっかり導入。ハリや弾力、うるおいを生み出し、リフトアップにつなげます。

たった10分で
ハリと弾力を実感!

目尻に

特殊な電気パルスを肌に与えると、わずかな時間だけ細胞を押し分け、その間に大きな分子成分を内部に導入し閉じ込めることができます。



ほうれい線に

エックスワン Cエッセンス

<含有成分>

サクシノイル アテロ コラーゲン

美容（整形）医療の分野ではコラーゲン注射に使われている安心・安全な成分です。皮ふの保護改善効果、肌に保水性や弾力性を与える効果に優れています。

水溶性コラーゲン

シワやたるみのない若々しい肌には欠かせないコラーゲン。水分をたっぷり含有し、肌への浸透性が非常に高いのが特長です。

加水分解エラスチン

エラスチンは皮ふの真皮などの結合組織にある線維状たんぱく質で、コラーゲン線維を束ねて皮ふの弾力とハリを保つ役割があります。

ヒアルロン酸

真皮層に存在し、優れた保水力をもち、肌に水分を蓄えておくという大切な役割を担っています。

ビタミンC誘導体

ビタミンC誘導体の中でも浸透力のよいパルチミン酸アスコルビルリン酸3Naを配合。肌のくすみや色むらをケアし、ハリのある明るい肌へ導きます。

保水力や弾力を保つのに欠かせないコラーゲンをエレクトロポレーションで導入します。

1回1本の
使い切り
サイズ




不純物が混入することで品質変化を起こす可能性がありますので、必ず1回で1本を使いきってください。

筋肉を動かして鍛える EMS[※](フェイス用 & ボディ用)

フェイスは
週1回、
ボディは
毎日使える!

電気の力で直接筋肉を動かすことによって、顔の表情筋を鍛えてたるみを解消し、若々しい表情へと導きます。また、ボディの気になる部分の筋肉を動かし鍛えることにより、ひきしまった美しいボディラインをつくります。

電気刺激を筋層にまで届け筋肉を動かすことで、筋力アップにつながります。



20~30分のケアで
美しい
ボディラインへ!

※EMSとは、「Electrical Muscle Stimulation」の略。

高性能なのに操作は簡単!

小型でシンプルな機器で持ち運びも便利です。また、分かりやすい操作盤でどなたでも簡単に使用できます。



1 バッテリー

本体は充電式でコードレスなので使いやすさバツグン。バッテリー残量が少なくなると点滅してお知らせします。



2 タイマー

お手入れ時間が分かるタイマー付き。



3 セレクトボタン

エレクトロポレーション機能とEMS機能(L-EMS<フェイス用>、EMS<ボディ用>)をボタンひとつで使い分けられます。



4 レベルボタン

エレクトロポレーション機能とEMS機能の出力の強弱が一目で分かります。



直径
約42mm

握りやすく、軽量で使いやすいプローブ
エレクトロポレーション、ライトEMSモード(L-EMS)のフェイスケアの際に使用します。

ヘッド部素材:POM(アセタール樹脂)



縦80mm
横50mm

EMSパッド

EMSモード(ボディ)で使用します。身体に装着する際は左右対称に2個ずつ、計4個使用します。

パッド素材:保護フィルム 内面シリコン処理、ポリエステルフィルム

週1回のスペシャルケア

Face — 理想の肌へのステップ —

Step1	Step2	Step3	Step4	Step5
クレンジング・洗顔 	イオンクレンジング 5分 	エレクトロポレーション 10分 	ライトEMS(L-EMS) 10分 	いつものスキンケア 
インナップ EX クレンジングクリーム MD クレンジングフォーム MD	プロ アジーク エクスワン クレンジングウォーター ※プロ アジークをお持ちでない方は、 クレンジング・洗顔を丁寧におこなって ください。	リポータ エクスワン Cエッセンス	リポータ エクスワン ソニックジェル	化粧水、美容液、クリームで 肌を整えます。 インナップシリーズ XLUXESシリーズ など

使用方法

エレクトロポレーション

クレンジング・洗顔、イオンクレンジングの後におこないます。

- 1 付属のスポンジで清潔なプロープヘッドにたっぷりと**エクスワン Cエッセンス**をのせます。
- 2 1のプロープで顔全体にCエッセンスをなじませてからおこないます。お手入れ後はふき取るか、洗い流します。(肌に必要な成分はしっかり導入されています。)

【プロープの動かし方】

- 1 あご(フェイスライン) あご先からこめかみに向かって。
- 2 頬 顔の丸みにそって中心から外へ。全体を斜め上にひき上げるように。
- 3 口まわり 口角を持ち上げるように。
- 4 目のまわり 目尻をひき上げるように。
- 5 額 眉間から髪の生えざわに向かって。
- 6 首・デコルテ 下から上へ。

※肌やプロープのCエッセンスが乾き、すべりが悪くなったら足しながらおこなってください。

週1回のケア

ライトEMS(L-EMS:フェイス)

(ライトEMSのみ使用の場合)

クレンジング・洗顔後、肌にたっぷりと**エクスワン ソニックジェル**をのばし、プロープヘッドを直接肌に当てます。お手入れが終わったら、ジェルを洗い流します。

※プロープの動かし方はエレクトロポレーションと同様です。


週1回のケア

EMS(ボディ)

入浴後が効果的です。同じ色のコードがついているEMSパッドをひとつの筋肉のはじめと終わり部分に貼りつけます。パッドは2枚で1対です。しっかりと筋肉が収縮していることが感じられるレベルに調節してください。お手入れ後、**ジェルマンスール**などで、マッサージをおこなうとより効果的です。

【EMSパッドの正しい貼り位置】

毎日使用可能



リポータ 基本セット

本体価格 117,100円

商品番号306

<セット内容>

- リポータ(本体)×1
- リポータ フェイスプロープ(エレクトロポレーションL-EMS兼用)×1
- EMSパッド(ボディ用)×4
- EMS用コード×1
- ACアダプター×1



エクスワン Cエッセンス

(5mL×4本入) ※スポンジ付

本体価格 9,715円

商品番号310

交換用部品

リポータ 交換用

EMSパッド(4枚組)

本体価格 2,700円

商品番号308

※肌に貼り付かなくなったら交換してください。

交換用部品

リポータ専用

ACアダプター

本体価格 3,677円

商品番号445



ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。次のような方はご使用をお控えください。(詳しくは取扱説明書をお読みください。)

・妊娠中の方 ・医療用電子機器(ペースメーカー)などをお使いの方 ・特に肌が敏感な方 ・疾患をお持ちの方

【現金返済保証制度】「リポータ 基本セット」は未使用・未開封で、セット内容が全てそろっている場合に限り現金返済保証制度対象となります。

私が自信をもっておすすめします。



株式会社 エクスワン ホームページ www.x-one.co.jp

〒107-0062

東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F Tel 03-6891-8000(代)

株式会社エクスワンは1987年の創業以来、化粧品や健康食品など、すこやかで美しい暮らしのため、より「安全」、より「安心」、より「高品質」な商品を自社開発し、会員の皆さまの手を通して商品特性を紹介させていただいている会社です。

ご相談・お問い合わせは お客様相談室 0120-039-198

受付時間9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

エクスワン商品とライフスタイルをご提案するホームページ www.x-one.co.jp

※商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ※本体価格には消費税は含まれておりません。

記載事項の無断使用を禁ず。 XAW 6306 00819 1000(J)



この印刷物は、環境を配慮して
植物油インキを使用しています。

